


**EK B - 01**




VRB Agar'da koliformlar.

**EK B - 02**




Brilliant Green Bile Broth'da gaz oluşumu. Solda aşılanmamış besiyeri, ortada *Proteus vulgaris* (üreme var, gaz yok) sağda *E. coli* (üreme ve gaz var).

**EK B - 03**



Chromocult Coliform Agar'da *E. coli* (mavi-menekşe), *Citr. freundii* (pembe-kırmızı) ve *Salmonella* (açık sarı) kolonileri.

**EK B - 04**



Chromocult Coliform Agar ES besiyerinde *E. coli* (mavi-menekşe), *Citr. freundii* (somon kırmızı) ve *Salmonella* (renksiz) kolonileri.

**EK B - 05**




LMX Broth. Soldan sağa doğru *Salmonella*, *Salmonella*, *E. coli*, *Citr. freundii*, *Ent. cloacae*.

**EK B - 06**



Lactose TTC Agar'da koliformlar.

**EK B - 07**



Envirocheck Contact C.

**EK B - 08**




UV el lambası.

**EK B - 09**



Fluorocult VRB Agar'da *E. coli*.

**EK B - 10**




Chromocult TBX Agar, *E. coli*

**EK B - 11**



İndol testi. Soldaki 3 tüp pozitif.

**EK B - 12**




Fluorocult LST Broth'ta *E. coli*.

**EK B - 13**



ReadyCult Coliforms'ta *E. coli*

**EK B - 14**



Fluorocult LMX Broth'ta *E. coli*.

**EK B - 15**




SMAC Agar'da *E. coli* O157.

**EK B - 16**



YGC Agar'da *Saccharomyces cerevisiae*.

**EK B - 17**



Baird-Parker Agar'da *Staphylococcus aureus*.

**EK B - 18**



Giolitti-Cantoni Broth. Soldan sağa doğru  
*Pseudomonas aeruginosa*,  
*Staphylococcus epidermidis*,  
*Staphylococcus aureus*.

**EK B - 19**




Brilliant Green Phenol Red Agar'da *Salmonella* (renksiz) ve *E. coli* (kirmizi) kolonileri.

**EK B - 20**




Rambach Agar'da *Salmonella* (kirmizi), *E. coli* (mavi-esil) ve *Proteus* (sarimsi) kolonileri.

**EK B - 21**



XLD Agar'da *Salmonella*.

**EK B - 22**



XLT Agar'da *Salmonella* (siyah) ve *Citrobacter* (sari) kolonileri.

**EK B - 23**



MSRV Medium'da *Salmonella*.

**EK B - 24**




Diasalm Medium'da *Salmonella*.

**EK B - 25**



PALCAM Agar'da *Listeria*.

**EK B - 26**



Oxford Agar'da *Listeria*.

**EK B - 27**



TSC Agar'da *Clostridium perfringens* (siyah), *Clostridium tetani* (renksiz) kolonileri.

**EK B - 28**



TSC Agar'da *Clostridium perfringens* (floresan pozitif), *Clostridium tetani* (floresan negatif) kolonileri.

**EK B - 29**




ReadyCult Enterococci'de pozitif sonuç.

**EK B - 30**



m- Enterococcus Selective Agar acc. to Slanetz and Bartley'de *Enterococcus faecalis*.




**EK B - 37**



BAT Agar'da *Alicyclobacillus acidoterrestris*.

**EK B - 38**



MRS Agar'da *Lactobacillus*.

**EK B - 39**



Cetrimide Agar'da *Pseudomonas aeruginosa*

**EK B - 40**



A1 Broth. Solda *E. coli*, sağda negatif kontrol.

**EK B - 41**




Antibiotic Sulfonamide Sensitivity-test Agar (ASS Agar).

**EK B - 42**



Arginine Broth acc. to schubert besiyerinde soldaki 2 tüp *Pseudomonas aeruginosa*, ortada negatif kontrol ve sağdakiler *E.coli*.

**EK B - 43**



Bismuth Sulfite Agar acc. to Wilson-Blair  
besiyerinde *Salmonella typhimurium*.

**EK B - 44**



Bolton Selective Enrichment Broth

**EK B - 45**




Brolacin Agar (Bromothymol-blue  
Lactose Cystine Agar)'da *E. coli*.

**EK B - 46**



Calcium Caseinate Agar acc. to Frazier and  
Rupp, modified besiyerinde büyük ve zonlu  
koloniler *Bacillus cereus*, diğerleri  
*Staphylococcus aureus*.

**EK B - 47**



CATC Agar (Citrate Azide Tween®  
Carbonate)'da *Enterococcus faecalis*.

**EK B - 48**



Chapman Agar (Staphylococcus Selective  
Agar No. 110 acc. to Chapman)'da  
*Staphylococcus aureus*.

**EK B - 49**



CYE-Agar'da *Legionella pneumophila*  
spp. *fraseri*.

**EK B - 50**



DNAse Agar'da *Staphylococcus aureus*

**EK B - 51**



EMB Agar'da *E. coli*.

**EK B - 52**



Endo Agar'da *E. coli*.

**EK B - 53**



Lysine Iron Agar. Soldan sağa doğru  
*Citrobacter freundii*, *Morganella morganii*,  
*Salmonella enteritidis*, *Shigella flexneri*.

**EK B - 54**



Malt Extract Agar'da *Penicillium*  
*commune*.

**EK B - 55**



OGY Agar'da *Aspergillus niger* ve  
*Candida albicans*.

**EK B - 56**



Orange Serum Agar'da *Lactobacillus*  
*plantarum*.

**EK B - 57**



Potato Dextrose Agar'da *Saccharomyces*  
*cerevisiae*.

**EK B - 58**



Pseudomonas Agar F besiyerinde  
*Pseudomonas aeruginosa*.

**EK B - 59**



Rose Bengal Chloramphenicol (RBC)  
Agar'da *Mucor racemosus*.

**EK B - 60**



Sterikon biyoindikatör. Sarı-turuncu renk  
yetersiz sterilizasyonu gösterir.